





## Workflows für ästhetische Kronen

## Starke Lösungen für schöne Zähne

In der modernen Zahnheilkunde sind Vollkeramikkronen zu einer Routineversorgung geworden, die sowohl Haltbarkeit als auch Ästhetik bietet. Wir bei GC wissen, wie wichtig es ist, Zahnärztinnen und Zahnärzten einen Arbeitsablauf an die Hand zu geben, der auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist – von A bis Z. Unser Angebot an hochwertigen Produkten stellt sicher, dass jeder Aspekt des Restaurationsprozesses mit Präzision und hoher Qualität erfüllt wird.

1.

Materialauswahl:
Wissen, was zu wählen
ist und warum
Ästhetik und Festigkeit
in Balance mit Initial
Zirkonia Disk oder
Initial LiSi Block

Listia

Smile
for the

Initial Zirconia Disk: Das perfekte Gerüst für anspruchsvolle Fälle



- Subgingivale Ränder
  Auswahl bei Transluzenz
- Auswahl bei Transluzen: und Schichtstärke
- Abgestimmt auf das Initial-Keramik-System

Initial LiSi Press & Initial LiSi Block: Vollständig kristallisierter Block mit idealen, unübertroffenen physikalischen Eigenschaften und natürlicher, lebensechter Ästhetik

- Überzeugende Opaleszenz und Transluzenz
- Für Restaurationsränder auf oder über Gingivaniveau
- Abgestimmt auf das Initial-Keramik-System
- Perfekter Randschluss












## Workflows für ästhetische Kronen

## 2. Smarte Präparation: Kriterien, die Sie beachten sollten:

Entfernen Sie so wenig Hartsubstanz wie möglich – unter Einhaltung der erforderlichen Gerüststärke

### Präparationstiefe an das Material anpassen

Mindestschichtstärken für Gerüste



Für Initial LiSi Press, Initial LiSi Block und Initial Zirconia Disk UHT



Für Initial Zirconia Disk HT

## 3. Der ästhetische Feinschliff: Charakterisierung & Politur

Initial Keramiken: Optionen zur Charakterisierung von monolithischen Restaurationen bis zu klassischem Gut-back erforderlich ist.



Bemalung

## A. Monolithische Restauration und Individualisierung mit Initial IQ Lustre Pastes ONE

(Zirkonoxid oder Lithium-Disilikat)



Monolithisches Gerüst



Fertig!

## B. Micro-Cutback und Charakterisierung durch Micro-Layering mit Initial IQ ONE SQIN (Zirkonoxid oder Lithium-Disilikat)



Labiale Mikroreduktion



Fertig!

### C. Reduktion & Schichtung mit Initial Zr-FS (Zirkonoxid) oder Initial LiSi (Lithium-Disilikat)



Labiale Reduktion



Fertig!



## 4. Die reibungslose Befestigung

### Adhäsiv befestigen mit G-CEM ONE™

- Universelle, vielseitige Option
- Kann bei nicht ausreichender Retention mit G-Premio BOND oder G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (AEP) kombiniert werden
- 4 ästhetische Farben, langfristig farbstabil
- Hervorragende Dunkelhärtung auch bei Kronen mit großer Schichtstärke oder hoher Opazität

## Zementieren mit FujiCEM™ Evolve

- Ideal bei subgingivalen Rändern
- Bei ausreichender Retention
- Ausgezeichneter Haftverbund zu Zirkonoxid
- Geringes Risiko für postoperative Sensibilität
- Vorteilhaft bei hohem Kariesrisiko



ON TOP 20 % PREISVORTEIL

G-CEM ONE SYSTEM KIT

+ ZUSÄTZLICH G-CEM ONE REFILL GRATIS Kaufe 1 G-CEM ONE System Kit oder 1 G-CEM ONE Universal System Kit mit 20% Preisvorteil und erhalte zusätzlich 1 G-CEM ONE Refillpackung (Single) gratis!

Art.-Nr. 10006920 **G-CEM ONE System Kit** 138,60 anstatt 173,20 EUR

Inhalt: 1 x G-CEM ONE Spritze A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Spritze TR (4,6 g), 15 x Automix Tips Regular, 5 x Automix endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 4 ml

Art.-Nr. 10037116 G-CEM ONE Universal System Kit 147,60 anstatt 184,50 EUR

Inhalt:  $1 \times$  G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g),  $1 \times$  G-CEM ONE Spritze TR (4,6 g),  $15 \times$  GC Automix Tips Regular,  $5 \times$  GC Automix endo tips  $1 \times$  G-Premio BOND 5 ml;  $1 \times$  G-Multi PRIMER 5 ml

Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Erhalte 4 Packungen FujiCEM Evolve zum Preis von 3!

Art.-Nr. 10004926 FujiCEM Evolve Single Pack

Inhalt: 1 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g/5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mischkanülen Regular







Initial LiSi Press



Initial Zirconia Disks



Workflows für ästhetische Kronen HIER ERHALTEN SIE WEITERE INFORMATIONEN

ZUM SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ABLAUF!



Initial LiSi Block



Initial IQ ONE SQIN



Initial Zirconia Coloring Liquids



Initial IO Lustre Pastes ONE



### Kundenservice

Unser außergewöhnlicher Kundenservice mit dem jeweiligen Produktspezialisten steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Zusätzlich zu unseren bevorzugten persönlichen Kundenbesuchen bieten wir auch die Möglichkeit der Online-Beratung zu Ihrem individuellen Termin.

GC Austria GmbH · info.austria@gc.dental · https://www.gc.dental/europe/de-AT

## CanalPro Jeni

Digitales Assistenz-System zur Kanalaufbereitung

JENI + 5 Packungen HyFlex EDM Feilen

"Autonomes Fahren" im Endo-Kanal dank revolutionärer Software

- > Feilenbewegungssteuerung im Millisekunden-Takt
- > Bewegungsprofil passt sich an Wurzelkanalanatomie an
- > Höchste Flexibilität und maximale Bruchsicherheit

Jeni – fertig – los!



**COLTENE** 

CanalPro Jeni

Testen Sie selbst! jeni.coltene.com

jeni.coltene.com | service@coltene.com | www.coltene.com



Persönlichen Demotermin vereinbaren und von unserem **Angebot** profitieren!\*



## Besuchstermin online vereinbaren!

**...oder** Coupon ausfüllen und zurück senden. Wir melden uns für eine Beratung – kostenfrei und unverbindlich.

$\sqrt{}$	
<del>/ //</del>	

Bitte Karte zurück per Post oder E-Mail service@coltene.com

\*gültig solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Coltene Gebietsleiter.

Vollständige Adresse, E-Mail und Telefon:

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG Raiffeisenstraße 30 DE-89129 Langenau Admira Fusion 5

Take **FIVE** to match them all!

Mit nur 5 Cluster-Shades alle 16 VITA® classical Farben abdecken.





# GERAT.

Neue Lagergeräte Geräte aus der Ausstellung Überholte Gebrauchtgeräte



## EBÖRSE

SCAN ME ->



:
:
:
•
:
•
:
:
:
:
:
:
•
:
:
•
•
•
•
:
•
: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
:
:
:
•
<b>:</b>
•
:
:
:
:
:
: ·
:
:
:
:
:
•
:
•
•
:
:
:
<u> </u>

**S** Medicom

## SafeMatrix\* Contour

Die ready-to-use Einwegmatrize

Spenderbox mit 50 Stück (einzeln verpackt)

Wide (6,0 mm breites Band) Art-Nr.: 30055

Narrow (4,5 mm schmales Band) Art-Nr.: 30060







Für weitere Informationen oder eine Bestellung: Daniela Rittberger • Tel.: 0676/526 65 20 E-Mail: drittberger@medicom.com • www.loser.eu

2 Boxen nur













#whdentalde E 3.010 sparen! (f) ((in) (F) wh.com Zeit für Neues

## Tauschen Sie Ihren **alten** Sterilisator jetzt gegen einen **neuen**.

### Lisa Remote Plus ioDent ®

Für eine vollautomatische Dokumentation und Rückverfolgbarkeit bis zum einzelnen Instrument.



€ 7.280,-

Lisa Remote Plus ioDent®
17 | Kammer

Aktionspreise für Lara, Lara XL und weitere Varianten finden Sie online unter wh.com. Jetzt QR-Code scannen & direkt online bestellen!





# und nutzen Sie die Vorteile unserer Blanks Profitieren Sie jetzt von unserem Aktionspreis



## priti® Multi Translucent Plus:

- Höhere Transluzenzwerte und feinere Schichtung als priti® Multi Translucent
- Vorteile der hohen Festigkeit und optimaler Transluzenz in einem Rohling verbunden
- Zervikal opak abdeckende Eigenschaften
- Stufenloser Übergang ins Dentin
- Sehr hohe Ästhetik für gehobene Ansprüche

## Eldy Plus ::

- Außerst elastisch, flexibel und unzerbrechlich
- Hohe Plaqueresistenz, beste Polierbarkeit und Polymeren einwandfreie Verbundfähigkeit zu herkömmlichen
- Geeignet als Langzeitprovisorien, Kronen und für Vollverblendungen Brücken als Monolithkonstruktion oder als Gerüst

## Polyan Economic Line (PMMA):

- Herstellung von Schienen
- Plaqueresistent und biokompatibel
- Rückstandsloses Verbrennen, Abrasionsstabilität, sowie hohe Bruch- und Biegefestigkeit

## Dentalos Plus®:

- Geeignet für Kronen und Brückentechnik
- Tragedauer von 6 8 Jahren
- Abrasionsstabilität, sowie hohe Bruchfestigkeit
- Plaqueresistenz
- Biokompatibilität
- Beste Farbtreue und Transluzenz

## System Soft-Blanks:

- zu Vollkieferversorgungen Breites Indikationsspektrum von Einzelkronen bis
- zenden Keramiken Optimaler WAK - geeignet für alle hochschmel-
- Biokompatibel und korrosionsbeständig
- Hervorragende Patientensicherheit
- stellungsverfahren, somit weniger Fräserabbrüche Längere Frässtandzeiten durch homogeneres Her-
- Härte über den gesamten Blank Ideale Fräseigenschaften durch gleichmäßige
- Gleichmäßige Werkstoffeigenschaften über die gesamte Ronde



# So wird das Arbeiten noch angenehmer und effizienter. Der perfekte Organizer inklusive Anmischpatte!



Das im 3D-Druck hergestellte Stains-Board ist die neue Innovation aus dem Hause Heimerle + Meule.

In das Stains-Board passen alle Dosen und Liquids Ihrer Mal- und Opakerpasten mit einem Durchmesser von bis zu 36 mm. Doch nicht nur als Ordnungssystem besticht das Stäins-Board, sondern es kann durch die integrierte Glassplatte auch als Anmischplatte benutzt werden.

Das Stains-Board bietet ebenso die Möglichkeit der Aufbewahrung von bis zu sieben Pinseln/Instrumenten in vorgefertigten Halterungen. Persönlich bestückt wird das neue, innovative Stains-Board schnell Ihr optimaler Helfer im Labor – für noch angenehmeres, effizienteres Arbeiten.

## Stains-Board-System

Stains-Board Basis:	
Aufbewahrung von 18 Dosen/Liquids plus Glasplatte	306'6∠
Stains-Board Ergänzung:	
Aufbewahrung von weiteren 12 Dosen/Liquids	29,90€
Ersatz-Glasplatte einzeln	19,90€

# Profitieren Sie von unserer Starter-Set-Aktion:

\* Erhalten Sie das komplette Stains-Board-System mit Aufbewahrungsmöglichkeitfür 18+12 Dosen/Liquids für nur 99,50 E!

